

Vorgehensweise bei reaktiven Ergebnissen im ENFER TSE Kit (Stand: 05.03.2004)

ENFER TSE Kit: Definition reaktives Ergebnis: in einer oder beiden Vertiefungen $\geq 5,5$ Lichteinheiten (LU)

BSE-Schnelltestlabor

Ergebnis in der Erstuntersuchung
negativ / negativ (ENFER TSE Kit)



Befund: negativ

Ergebnis in der Erstuntersuchung
positiv / negativ (reaktiv) (ENFER TSE Kit)

Ergebnis in der Erstuntersuchung
positiv / positiv (reaktiv) (ENFER TSE Kit)

Wiederholung im
Doppelansatz

negativ / negativ



Befund: negativ

in einem oder beiden
Ansätzen positiv (reaktiv)



**Abklärung an der
BFAV**

